



Num.	Qté	Réf. N°	Description	Num.	Qté	Réf. N°	Description
1	1	9145-2	Cadre	28	2	9145-145	Essieu de manivelle
2	1	9030-6	Tube de support arrière	29	1	9145-146	Roulement de bras de manivelle droit
3	2	9100-5	Embout en plastique bleu	30	1	9145-147	Roulement de bras de manivelle gauche
4	2	9010-12	Roulette de transport complète	31	2	9045-50	Fermeture d'extension de bras complète
5	2	1066	Embout en plastique blanc	32	2	9145-49	Ressort pour élément ci-dessus
6	1	9145-10	Couvercle avec décalcomanies complet	33	1	9145-60	Bras de manivelle gauche
	5	21015-5	Vis de montage pour couvercle	34	1	9145-63	Bras de manivelle droit
7	1	9145-18	Courroie en caoutchouc	35	2	9045-65	Collier
8	1	9145-20	Clé combinée	36	1	9145-66	Collier à double clé
9	1	9145-24	Volant 11 kg complet		1	9145-72	Ensemble compteur complet
10	1	9045-27	Essieu de 160 mm de long, 26 g	37	1	9371-68	-Compteur numérique
11	1	9010-38	Boulon de tension 5 x 18 mm	38	1	9326-263	-Câble d'extension
12	2	9145-50	Rondelle 10 x 25 x 1,5 mm	39	1	9326-162	-Capteur de manivelle avec câble
13	2	9145-28	Douille pour roulement	40	1	9145-69	-Support de capteur
14	2	19001-6	Roulement 6001-2z	41	1	9371-67	-Support pour compteur numérique
15	1	9000-15	Bague de verrouillage SgH 28		1	9326-164	-Aimant
16	2	2420-49	Écrou de pignon	42	1	9145-75	Poignée, paire
17	2	1210	Pignon, 14t	43	1	9145-100	Poignée de transport
18	1	9145-30	Courroie de freinage complète	44	1	9145-101	Goupille de verrouillage avec chaîne
19	1	9145-32	Pointeur	45	1	9300-205	Pédale, paire
20	2	9145-92	Plaque		1	9300-207	Cale pied, paire
21	1	9145-33	Ressort	46	1	9045-70	Poignée, paire
22	1	9145-34	Support	47	1	9045-71	Protection pour les mains
23	1	9145-136	Levier de tension complet	48	2	9045-101	Système de fixation sur espaliers
24	1	9145-140	Volant complet		1	9145-550	Ensemble de décalcomanies pour 881 E
25	1	6720	Ensemble de roulements de manivelle complet		1	9145-150	Ensemble de vis, rondelles et écrous
26	2	9007-36	Plateau à chaîne, 34T		1	9145-8	Table réglable, accessoire
27	2	9145-55	Chaîne 1/2" x 1/8", 42 l, avec verrouillage				